


1. Collect your stool on a clean piece of paper as shown below


*Kumpulkan sampel najis anda di atas kertas tisu tandas seperti yang ditunjukkan di bawa*  
将粪便收集在纸上。



3. Obtain sample using the end of the probe by scraping/poking at the surface of the stool around 5-6 times

*Ambel sampel dengan menggosok "batang sampel" lima atau enam kali pada permukaan najis.*

用小试管在粪便的不同处插入六次。



2. Open the green cap of the FIT kit

*Buka penutup hijau kit FIT*  
将绿色瓶盖打开。



4. Place the sampling stick back into the bottle and tighten the green cap by pushing it down

*Masukkan "batang sampel" ke dalam botol dan tekan seperti yang ditunjukkan di bawah supaya tutup ketat*

把小试管插回 FIT 检查器。将绿色瓶盖盖好(检查器内的液体不会外漏)。



5. Shake the bottle several times and place it back into the plastic bag provided.

*Goncangkan botol sampel dan masukkan ke dalam beg plastic yang diberi*

摇晃 FIT 检查器  
将检查器放回密封塑料袋中。



#### DO's / Perkara yang dipatuhi / 该做的事项

1. Collect sample from fresh stool./ *Ambil sampel daripada najis yang baru./* 样本需在新的粪便收集
2. No dietary restriction needed before doing the test./ *Tidak perlu berpuasa /* 无需禁食

#### DON'Ts / Perkara yang dilarang / 不该做的事项

1. Do not discard the liquid in the bottle./ *Jangan buang cecair di dalam botol./* 不要把检查器里的液体倒掉
2. Do not add water into the bottle./ *Jangan tambah air ke dalam botol./* 不要加水进检查器里
3. Do not insert sampling probe into your body / *Jangan gunakan "batang sampel" ke dalam badan manusia /* 不要把小试管用在身体内
4. Do not use the sampling bottle for other purposes / *Jangan gunakan botol sampel untuk tujuan lain selain mengambil sampel /* 检查器仅限于用于样本收集
5. Do not collect sample if you have any bleeding conditions, for example hemorrhoids or menstrual bleeding / *Jangan ambil sampel jika anda mengalami pendarahan seperti buasir dan haid /* 不要在有血的情况下(如月经和痔疮等)收集样本